

Einstellen von Verarbeitungszeiten: **Biothan 2 MD + Biodur M 330**  
 Adaptation du temps de pot-life: **Biothan 2 MD + Biodur M 330**  
 Setting processing times : **Biothan 2 MD + Biodur M 330**

Harz / Résine/ Resin +	Harz / Résine/ Resin		Pot-life	Entformzeit/ Démoulage/ Demolding time	Endhärtung (min) Dureté finale (min) Final curing (min)
100%	2 MD XXL	= 2 MD XXL	> 120 Min.	> 480 Min.	180 à 80°C
5 %	2 MD RSS + 95 %	2 MD 775 XXL = 2 MD XL	80-100 Min	300 Min.	180 à 80°C
8,5 %	2 MD RSS + 91,5 %	2 MD 775 XXL = 2 MD L	50-60 Min.	180 Min.	180 à 80°C
20 %	2 MD RSS + 80 %	2 MD 775 XXL = 2 MD N	30-40 Min.	120 Min.	480 Min.
35 %	2 MD RSS + 65 %	2 MD 775 XXL = 2 MD S	15-20 Min.	60 Min.	320 Min
50 %	2 MD RSS + 50 %	2 MD 775 XXL = 2 MD RS	5-10 Min.	30 Min.	180 Min.
100%	2 MD RSS	= 2 MD RSS	>5 Min.	15 Min.	120 Min.

Die Topfzeit wurde mit einem 200 Gramm Muster / 15 mm dick bestimmt

Le Pot-life est défini avec un mélange de 200gr d'une épaisseur de 15mm

The pot life was determined with a 200 gram sample / 15 mm thick